

한국어

AMAROLLER[®]

EP · MP · EMS



● 특허 및 인증



상표등록 제 0638563 호



특허 제 10-0886492 호



실용신안 제 20-0422231 호



중국특허 ZL202030705605.7



ISO 13485



KC 인증서



CE 인증서



RoHS 인증서



FCC 인증서



아마를러 미국 상표등록증



2016년 장영실 대상
(의료 및 의료기기)



2023년 제9회 WIC 금상

● 특허 및 인증



2016년 과학기술대회 장영실 대상 [의료 및 미용기기] 부문



아마롤러 미국 특허



아마롤러 유럽 특허



아마롤러 일본 특허



아마롤러 중국 특허



「친고령 혁신 제품 인증서」




● 세트 구성



● 아마롤러® 소개

AMAROLLER® (AR-B)

AMAROLLER® (AR-B)는 일렉트로포레이션 (Electroporation, EP)을 적용한 롤러 타입으로 혁신적인 **복합 중주파 NNN (Need No Needle)** 기술로 화장품 유효 성분을 과학적, 효과적으로 피부에 침투시키는 미용 기기입니다. 유효한 콜라겐, 히알루론산, 펩타이드 등 고분자 성분뿐만 아니라 이온화 성분, 중성 성분, 천연 추출 성분 등 대부분의 **화장품 성분(40,000 Dalton)**을 바늘을 사용하지 않고 통증 없이 안전하게 피부 진피층까지 직접 침투시킵니다.



NNN™(Need No Needle) 테크놀로지

아마롤러의 NNN™테크놀로지는 롤러의 두 전극 사이로 세 종류의 복합 중주파를 피부에 전달하는 최신 일렉트로포레이션 (EP) 기술입니다. 세 종류의 복합 중주파 EP 펄스를 이용하여 순간적으로 피부의 인지질 이중막에 통로 (pore)를 형성하여 화장품이 피부 세포 내부로 깊이 침투되도록 촉진 합니다. 이렇게 형성된 통로는 복합 펄스가 멈추는 순간 닫히게 되어 결과적으로 주사 바늘을 사용하지 않고도 화장품을 효과적으로 안전하게 침투 시키게 됩니다.

- 미백 · 보습 · 안티에이징을 위한 세 가지 모드의 복합 중주파 EP 트리트먼트 효과
- NNN™(Need No Needle) 테크놀로지의 MP(Mesoporation) 노화개선효과
- 금도금 롤러헤드의 EMS(Electrical Muscle Stimulation) 리프트업 마사지 효과

3 in 1 트리트먼트

아마롤러® EP

피부 모공을 순간적으로 열어
화장품 유효성분을 진피층까
지 효과적으로 침투시킵니다.

아마롤러® MP

바늘과 통증 없이 안전하고
신속하게 피부 깊숙이 유효
성분 침투를 도와줍니다.

아마롤러® EMS

근육을 자극하여 피부 조직을
활성화합니다.

● 패키지 소개



플루이드 IV 골드 뉴트리션 세럼 30ml

CPNP : 3759635 国妆网备进字(粤) 2021001220

피부 세포조직 재생 효과가 뛰어나 늘어지고 손상된 피부를 개선하여 윤기 있고 건강한 피부로 가꾸어 줍니다. 약건성의 트러블성 피부를 진정시키며 보습 효과와 면역증강 효과로 외부환경으로부터 피부를 보호하고 맑고 탄력 있는 피부로 가꾸어 줍니다.



플루이드 I 플래티넘 퍼밍 세럼 30ml

CPNP : 3759633 国妆网备进字(粤) 2021001223

잔주름이나 깊은 주름을 개선하여 탄력 있고 젊어 보이는 피부로 가꾸어 줍니다. 미세한 입자 성분들이 액체형 세럼 속에 녹아있어 피부에 쉽게 흡수되어 뛰어난 효과를 가져옵니다.



플루이드 II 바이오 펩타이드 브라이팅 세럼 30ml

CPNP : 3759634 国妆网备进字(粤) 2021001221

손상된 피부에 지속적인 영양과 수분을 공급하여 미백 효과가 뛰어납니다. 바이오 펩타이드 브라이팅 세럼은 피부 균형 프로그램으로 개발된 최고의 피부 재생 화장품입니다.

190ml 세럼은 별도로 구매하실 수 있습니다.

● 두피 케어

AMAROLLER®

소비자가 : 980,000원

아마롤러® (AR-B) - 두피용 (EP • MP • EMS)

AMAROLLER® (AR-B)는 일렉트로포레이션 (Electroporation, EP)을 적용한 롤러 타입으로 혁신적인 복합 중주파 NNN (Need No Needle) 기술로 화장품 유효 성분을 과학적, 효과적으로 두피 (Scalp)에 침투시키는 미용 기기입니다. 유효한 콜라겐, 히알루론산, 펩타이드 등 고분자 성분뿐만 아니라 이온화 성분, 중성 성분, 천연 추출 성분 등 대부분의 화장품 성분(40,000 Dalton)을 바늘을 사용하지 않고 통증 없이 안전하게 두피 진피층까지 직접 침투시킵니다.



탈모 개선



두피 영양 공급



스칼프 & 아이브로우 앰플 (롤온 타입) 용량: 15ml 소비자가 : 78,000원

비오틴 : 모발이 두꺼워지고 성장을 촉진하며 비오틴 결핍은 가는 모발의 원인이됩니다.

미리스토일 펩타이드-17 : 모낭의 모발 성장을 자극하여 속눈썹을 효과적으로 성장시키고 두꺼워집니다.

비오틴노일 트리펩타이드-1 : 모낭 성장을 촉진하고 콜라겐 생성을 촉진합니다.

올리고펩타이드-10 : 모발 성장을 촉진하고 탈모를 줄입니다.

푸코이단 : 모근에 활력을 불어넣고 영양을 공급합니다. 양질의 모발 촉진에 도움이 됩니다.

카페인 : 두피 순환을 촉진하고 모낭 성장 촉진에 도움이 됩니다.

나이아신아마이드 : 두피의 지방 생성을 조절하고 염증완화에 도움이 되는 비타민입니다.

▶사용방법

1. 뚜껑을 열고, 용기 상단 버튼 부분을 돌려 'OPEN' 위치에 맞춰 주세요.
2. 버튼을 가볍게 눌러 앰플을 롤온 팁에 적당량 배출합니다.
3. 두피, 헤어라인 또는 눈썹 부위에 고르게 도포한 뒤, 롤온 팁을 이용해 부드럽게 마사지하여 흡수시켜 주세요.
4. 사용 후 버튼을 'CLOSE' 방향으로 돌려 내용물 누출을 방지해 주세요.

※ 하루 1~2회, 아침/저녁 사용을 권장합니다.



● 모드 및 성능


유니폴라(Uni-polar) 모드 (깊은 주름 케어)

- 유니폴라 모드는 피부층 깊은 부위에 적용되며 셀프 트리트먼트에 적합합니다.
- 손 끝에 물을 가볍게 묻혀 롤러봉을 잡아주면 손의 전기 저항을 줄여 더욱 효과적인 사용이 가능합니다.

* 롤러봉을 잡은 손가락 끝 부분에 자극이 느껴질 수도 있으나 안심하고 사용하셔도 됩니다.




롤러봉 잡는 방법



미세부위 트리트먼트

● 사용 방법

전원 켜는 법



버튼을 3초간 눌러
LCD 화면을 켭니다.



전원 ON



3단계 강도

버튼을 짧게 눌러
원하는 강도를 선택하세요.



1. 얼굴부위에 착용한 액세서리를
제거합니다.



2. 클렌징 크림으로 얼굴을
세안합니다.



3. 앰플을 얼굴에 바릅니다.



4. 아마롤러를 아래에서 위로 또는
원하는 부위에 천천히 롤링합니다.

● 얼굴 부위별 롤링 방법




눈과 목 중앙에는 사용하지 마세요.

전체




세럼을 얼굴에 바릅니다.

이마




이마 가운데 부분부터 위, 양옆으로 롤링 해줍니다.

눈가




눈 밑에서 좌 또는 우로 눈 옆에서 위로 롤링 해줍니다.

볼/턱




입가 주위와 볼, 턱 부위를 좌 또는 우로 롤링 해줍니다.

목



목의 정중앙을 피하여 위 방향으로 롤링 해줍니다.

입술



입술 부위에 10초 케어로 탄력 효과를 주고, 흡연이나 립스틱으로 인해 변한 입술 색을 개선합니다. (인중 주름 포함)

골드 뉴트리션 세럼 - 플래티넘 퍼밍 세럼 - 브라이트닝 세럼 순서로 각 세럼별 약 3~5분 내외로 부드럽게 롤링해줍니다.

사용방법
동영상
바로 보기



● 사용 시 주의사항

- 사용 전 얼굴부위에 착용한 모든 악세사리를 제거하십시오.
- 세럼없이 건조한 상태의 피부 혹은 물기가 있는 피부에는 사용하지 마십시오.
- 테스트 사용 후 이상이 없으면 주 1~2회(1회당 10분) 사용을 권장합니다.
- 금속성 알레르기, 아토피 등의 민감성 피부를 가진 경우 전문의와 상담 후 사용하기 바랍니다.
- 약한 강도부터 적응한 후 점차 강도를 높이는 것을 권장합니다.
- 최근 3개월 이내 레이저 또는 화학적 박피 시술, 성형 수술을 받은 부위 및 상처, 염증 등이 있는 부위에는 사용하지 마십시오.
- 심장 박동기 또는 이와 유사한 전기 자극기를 이식받은 경우, 금속성 보형물을 이식, 삽입한 경우에는 사용하지 마십시오.
- 피부에 롤러를 가볍게 밀착하여 사용하십시오. 피부 수축 또는 따끔거림이 느껴질 수 있습니다.
- 한 부위에 장시간 사용하지 마십시오.
- 사용 시 롤러를 눈에 직접 사용하지 마십시오.
- 사용 중 피부가 따갑거나 뜨거움이 느껴지면 즉시 사용을 중단하십시오.
- 사용 부위가 붉어지거나 염증이 생기면 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 사용한 롤러는 소독된 젖은 수건 혹은 알코올솜으로 닦고 캡을 닫아 보관하십시오.
- 영유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선 노출 및 고온 다습한 환경에 보관하지 마십시오.

● 제품 사양

제품 사양은 별도 고지 없이 변경 될 수 있습니다.

항 목	세부 설명
제품명(모델)	아마롤러® (AR-B)
단계 표시	1-3 단계 (LCD 스크린에 의한 표시)
전원 제어	스위치로 제어되며 10분 후 자동 꺼짐
배 터 리	3.7V / 250mA
입력 전압	DC5V
재 질	ABS + 동합금 + 자석/24K 금도금
악세사리	Type-C USB 케이블, 휴대용 파우치
크 기	아마롤러 : 171 mm(H) x 22mm(D) 충전 거치대 : 67mm(W) x 65mm(D) x 57mm(H)
무 게	아마롤러: 75.8g 충전 거치대: 38g

● 품질 보증서

본 제품은 철저한 품질관리 및 「한국전기용품 안전관리 규정」에 의거 안전인증을 받은 제품입니다.
본 제품의 고장발생 시 아래의 보증 내용에 따라서 A/S를 받을 수 있습니다.

아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품의 사용설명서 내용에 따라 정상적으로 사용한 상태에서 제품 고장이 발생한 경우 구입한 날로부터 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다.
- 보증기간 이내라도 소비자의 과실 (떨어뜨림, 임의 분해, 취급부주의 등)이나 사고(화재, 수해, 천재지변 등)로 인한 경우에는 유상으로 수리해 드립니다.
- 수리를 요할 때에는 보증서를 지참하고 구입점이나 당사 A/S센터(080-079-5000)에 수리를 의뢰하여 주시길 바랍니다.

제품명		아마롤러®	구입일자	
고객정보	성명		전화번호	
	주소			


스티커



위 스티커는 정품 인증 스티커이니 제거하지 마십시오.
스티커가 없으면 어떠한 보상 및 수리에 대한 서비스를 받을 수 없습니다.

바늘 없이 통증 없이 화장품을 피부 속으로

복합 중주파 EP 트리트먼트로 피부 깊이 화장품 흡수를 촉진시킵니다.



아마롤러의 3 in 1 트리트먼트

미백 • 보습 • 안티에이징을 위한 3 in 1
복합 중주파 EP • MP • EMS



NNN™ 테크놀로지

NNN™ (Need No Needle) 기술로
MP (Mesoporation) 노화 개선 효과




사용이 간편한 1 버튼

1 버튼 작동으로 전원 ON/OFF,
3단계 레벨 조절 가능



미세부위 트리트먼트 모드

단극형(Uni-polar)방식 적용으로
미세부위 트리트먼트 가능



본사: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, 성남우림라이온스밸리 2차 B동 B203호
연구 및 제조: 경기도 광주시 경충대로 1983, 아마로스 K뷰티 빌딩