

PRODUCT BROCHURE



K-뷰티의 첫 번째 솔루션 '깨끗한 물'
피부를 생각하는 물, EAUTHÉ





회사명

베스앤스킨웍스

설립일

2018년 10월 8일

주요 사업

생활용품 제조 (100% 국내 제조) 및 유통,
샤워필터, 세디먼트 필터, 여행용 샤워기 필터

주요 보유장비

용착기 2대, 사출기 5대, 자동화 로봇트 5대, 자동라벨기, 교반기, 자동마킹기,
자동포장기, 자동건조기, 열풍건조기, 필터 조립 자동화 기계

회사 주소

본사 위치

경기도 하남시 하남대로 947, 하남테크노밸리 U1 CENTER, C동 1105호

공장 위치

경기도 하남시 하남대로 947, 하남테크노밸리 U1 CENTER, B동 503-504호

사출공장 위치

충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 국사길 189

홈페이지

www.bsworks.kr

전화번호/팩스

T. 031-5180-3680 / F. 031-5180-3682

이메일

bsworks@naver.com

2018

- 10 회사 설립
- 12 비타민 외장형 케이스 모듈 3종 개발

2019

- 03 외장형 비타민 샤워필터 양산
- 11 DUAL 비타민 샤워필터 케이스 개발

2020

- 01 mini 비타민 샤워필터 케이스 개발
- 09 벤처기업 인증
- 11 mini 비타민 샤워필터 케이스 특허 및 디자인 출원

2021

- 01 ISO 9001, 14001 취득, 연구개발전담부서 (R&D)
- 03 서울 어워드 우수상품 선정 (mini 비타민 샤워필터)

2022

- 02 mini 비타민 필터 2version 개발 및 출시
- 02 미국 ASD 소비재 전시회 참가
- 09 mini 비타민 샤워필터 케이스 특허 및 디자인 출원

2023

- 05 여행용 샤워기 개발 및 출시

2024

- 05 하남시 베트남 시장개척단 참가 (\$6,000 수출성과달성)
- 10 하남시 일본 시장개척단 참가
- 12 수출프론티어 기업 수상
- 12 가정용 필터 샤워기 및 외장형 비타민 샤워필터 ver.2 개발

2025

- 03 연구개발전담부서 (R&D) 인증 획득
- 08 대용량 비타민 샤워필터 케이스 ver.2 특허 및 디자인 출원
- 10 일본 시장개척단 참가
- 11 이노비즈 (Inno-Biz) 인증 획득



비타민 필터

- 수돗물 속 잔류 염소 제거
- 피부 보습 및 손상 예방
- 항노화 및 진정 효과
- 피부 자극 테스트 완료
- 건조한 피부, 주름 및 피부 노화 방지
- 녹물, 유충 및 불순물 제거
- 기분 좋은 향기를 발산하여 아로마테라피 효과 제공

※ 향과 색상은 고객님의 취향에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다.

※ 기능성 성분은 선택 사항으로 비타민 필터 역할을 합니다. 비오틴, 맥주 효모, 검은콩 분말, PDRN 등을 첨가할 수 있습니다.

재질 : PP, 실리콘 오링, 비타민 겔

중량 : 140g (비타민 겔 70g)

사용온도 : 4 - 50℃

사용기간 : 30 - 45일 (사용 환경에 따라 다름)



기능성 필터 (PDRN)

- 피부 재생 및 복구를 돕는 생체 활성 성분
- 연어 DNA에서 추출
- 피부 세포 재생 촉진, 콜라겐 합성 지원

기능성 필터 (카테킨)

- 외부 스트레스 요인으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 천연 항산화제
- 녹차에서 추출한 폴리페놀
- 강력한 항산화 작용으로 자극받은 피부를 진정시키는데 도움을 줍니다

세디먼트 필터

- 녹물, 유충 및 미세 불순물 제거
- 피부 자극 및 두피 민감성 보호
- 정수기에 일반적으로 사용되는 미세 여과 시스템 적용
- 침전물 필터 인증 : FDA, 할랄 인증, NSF 인증

※ 향과 색상은 고객님의 취향에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다.

※ 기능성 성분은 선택 사항으로 비타민 필터 역할을 합니다. 비오틴, 맥주 효모, 검은콩 분말, PDRN 등을 첨가할 수 있습니다.

재질 : PP, 실리콘 오링, 비타민 겔

중량 : 130g (비타민 겔 40g, 세디먼트 필터 4g)

사용온도 : 4 - 50℃

사용기간 : 25 - 35일 (사용 환경에 따라 다름)



세디먼트 필터

- 녹물, 유충 및 미세 불순물 제거
- 피부 자극 및 두피 민감성 보호
- 정수기에 일반적으로 사용되는 미세 여과 시스템 적용
- 침전물 필터 인증 : FDA, 할랄 인증, NSF 인증

ACF 필터

- 잔류 염소, 녹물, 유충 및 불순물을 제거합니다
- 피부에 닿는 물의 순수함을 증가 시켜줍니다
- 물 냄새를 제거해줍니다

재질 : PP, 실리콘 오링

중량 : 78g

사용온도 : 4 - 65℃


사용기간 : 30 - 60일 (사용 환경에 따라 다름)



세디먼트 필터



MC 필터



세디먼트 필터

- 녹물, 유충 및 미세 불순물 제거
- 피부 자극 및 두피 민감성 보호
- 정수기에 일반적으로 사용되는 미세 여과 시스템 적용
- 침전물 필터 인증 : FDA, 할랄 인증, NSF 인증

ACF 필터

- 잔류 염소, 녹물, 유충 및 불순물을 제거합니다
- 피부에 닿는 물의 순수함을 증가 시켜줍니다
- 물 냄새를 제거해줍니다

재질 : 에코젠, PP, 실리콘 오링

중량 : 50g

사용온도 : 4 - 50℃

사용기간 : 10 - 15일 (사용 환경에 따라 다름)



비타민 필터

- 수돗물 속 잔류 염소 제거
- 피부 보습 및 손상 예방
- 항노화 및 진정 효과
- 피부 자극 테스트 완료
- 건조한 피부, 주름 및 피부 노화 방지
- 녹물, 유충 및 불순물 제거
- 기분 좋은 향기를 발산하여 아로마테라피 효과 제공

※ 향과 색상은 고객님의 취향에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다.

※ 기능성 성분은 선택 사항으로 비타민 필터 역할을 합니다. 비오틴, 맥주 효모, 검은콩 분말, PDRN 등을 첨가할 수 있습니다.

재질 : 에코젠, PP, 실리콘 오링, 비타민 겔

중량 : 62g (비타민 겔 12g)

사용온도 : 4 - 50℃

사용기간 : 10 - 15일 (사용 환경에 따라 다름)



구연산 헤드 필터

- 녹물, 유충 및 불순물 제거
- 수도물의 석회질 및 석회 성분 감소
- 잔류 염소 및 불순물을 중화하여 물의 pH 안정화
- 피부와 모발에 좋은 연수를 제공

세디먼트 헤드 필터

- 녹물, 유충 및 미세 불순물 제거
- 피부 자극 및 두피 민감성 보호
- 침전물 필터 인증 : FDA, 할랄 인증, NSF 인증

ACF 헤드 필터

- 잔류 염소, 녹물, 유충 및 불순물을 제거합니다
- 피부에 닿는 물의 순수함을 증가 시켜줍니다
- 물 냄새를 제거해줍니다

재질 : ABS, 에코젠 (WINDOW) + ABS, PP, 스테인리스 스틸 (STS), 실리콘

치수 : 70 x 63 x 154mm (가로 x 높이 x 세로)

중량 : 135g

사용기간 : 20 - 30일 (사용 환경에 따라 다름)



구연산 헤드 필터

- 녹물, 유충 및 불순물 제거
- 수도물의 석회질 및 석회 성분 감소
- 잔류 염소 및 불순물을 중화하여 물의 pH 안정화

ACF 헤드 필터

- 잔류 염소, 녹물, 유충 및 불순물을 제거합니다
- 피부에 닿는 물의 순수함을 증가 시켜줍니다
- 물 냄새를 제거해줍니다

세디먼트 바디 필터

- 녹물, 유충 및 미세 불순물 제거
- 피부 자극 및 두피 민감성 보호
- 침전물 필터 인증 : FDA, 할랄 인증, NSF 인증

재질 : ABS, PC, PP, 스테인리스 스틸 (STS), 실리콘

치수 : 85 x 38 x 260mm (가로 x 높이 x 세로)

무게 : 240g

사용기간 : 30 - 45일 (사용 환경에 따라 다름)



비타민 필터

- 수돗물 속 잔류 염소 제거
- 피부 보습 및 손상 예방
- 항노화 및 진정 효과
- 피부 자극 테스트 완료
- 건조한 피부, 주름 및 피부 노화 방지
- 녹물, 유충 및 불순물 제거
- 기분 좋은 향기를 발산하여 아로마테라피 효과 제공

※ 향과 색상은 고객님의 취향에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다.

※ 기능성 성분은 선택 사항으로 비타민 필터 역할을 합니다. 비오틴, 맥주 효모, 검은콩 분말, PDRN 등을 첨가할 수 있습니다.

재질 : 폴리케톤, PCTG, 스테인리스 스틸 (STS), 실리콘, 비타민 겔, PP

중량 : 200g

사용온도 : 4 - 50℃

사용기간 : 20 - 30일 (사용 환경에 따라 다름)





제품사진












인증서 및 특허증 (디자인)



인증서 및 특허증 (디자인)



8 | BATH & SKIN WORKS

 LG Chem Research Park	Test Report CDA No. TCM27-4261-01	100, Bongeom-ro, Yeosu-si, Jeonnam-do 550-700, Korea 42702 Yeosu Tel. +82-61-259-1000 Fax +82-61-259-1001 WWW.LG.CHEM
Client Name Client Company Application	JIN A KIMCO LG CHEM, U.S. ABS Division Requested by Client	
Sample Name/Description	ABS HF300	
Sample Received	March 02, 2017	
Testing Date	March 03, 2017 ~ March 08, 2017	
Testing Environment	Temperature : (23 ± 2) °C, Humidity : (20 ± 5) % R.H.	
Reporting Date	MAR 08, 2017	
Testing method	Please see the following paragraph.	
Results	Please see the following paragraph.	
1. The results shown in this report refer only to the sample with which the client provided. The sample name is indicated on client assigned. 2. This report cannot be duplicated or utilized without prior permission. 3. This report can be reissued after approval by technical manager and director of analytical center		
Tested by		
	Hyungs Kim / Analyst	
Authorized by		
	Woonja Lee / Technical Manager	
 The test report is prepared by the laboratory of TUV SUD. The test results are based on the test results of the sample provided by the client. The test results are not valid if the sample is not provided by the client. The test results are not valid if the sample is not provided by the client. The test results are not valid if the sample is not provided by the client.		
Registration number TQM 0000 00 00 1/5 Page LG Chem, Ltd. Research Park		

K-뷰티의 첫 번째 솔루션 '깨끗한 물'
피부를 생각하는 물, EAUTHÉ

주소.	경기도 하남시 하남대로 947, 하남테크노밸리 U1 CENTER, C동 1105호
전화번호.	031-5180-3680
홈페이지.	www.bsworks.kr
이메일.	bsworks@naver.com

