

Lifting thread · Filler · Medical device · Beauty device · Skin care device

# LINKING PEOPLE, SKILL, AND MACHINE IN BEAUTY INDUSTRY



# Right to pursue Beauty

## Derma Solution은

리프팅실, 필러, 뷰티디바이스 등 뷰티산업의  
글로벌 리더로서 39개국 해외 수출 등 탄탄한 글로벌 인프라를  
구축하고 있으며 다양한 경험과 축적된 기술력을 발판 삼아  
고객을 만족시키고자 노력합니다




## MISSION

모든 사람들의 "아름다움을 추구할 권리" 를 보장하는 것



## VISION

뷰티산업의 사람, 기술, 기계를 잇는 토탈솔루션 기업



## VALUE

‘건강한 아름다움’ 을 위해 안전성을 최우선으로 고려하여  
제품, 기술, 기계를 개발합니다.





**Derma Solution은**  
한국의 유명 성형외과,피부과,연예인들이 선택한 믿을 수 있는  
글로벌 메디컬 기업입니다

## DERMA SOLUTION PRODUCT

### WHITE ROSA LIFTING THREAD

### ANOL'VE FILLER

### MESO-INJECTION DEVICE

|                |    |
|----------------|----|
| INTROFILL      | 16 |
| INTROFILL EASY | 17 |

### SEMI-PERMANENT

|                    |    |
|--------------------|----|
| MEDI TOUCH         | 19 |
| MEDI TOUCH CLASSIC | 19 |
| MEDI TOUCH PREMIUM | 20 |

### MTS DEVICE

|      |    |
|------|----|
| FN-1 | 22 |
| FNS  | 22 |

### BEAUTY DEVICE



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| BODY MASTER                    | 24 |
| POLKA RF                       | 25 |
| TRES                           | 26 |
| T-SONIC                        | 27 |
| COOL FIT                       | 28 |
| ENERGY UP                      | 29 |
| ZERO PEEL                      | 30 |
| MIUP HIFU                      | 31 |
| HIFU POINT                     | 32 |
| CELLUREON                      | 33 |
| MAGIC POWER                    | 35 |
| MAGIC CELL                     | 36 |
| MAGIC UP                       | 37 |
| MAGIC IMPACT · MAGIC POINT     | 38 |
| BODY PLUS                      | 38 |
| DERMAWAVE                      | 40 |
| TRICELL · EXCEL LIPO           | 41 |
| SKINPRO · SKINPROPLUS          | 42 |
| MAGIC ICE · CRYOD              | 44 |
| MAGIC PEEL · AQUA PLUS         | 45 |
| ZIZIMI                         | 46 |
| SUNLIGHT MASTER <sup>633</sup> | 47 |




WHITE ROSA

lifting thread

# THREAD MATERIALS

| PDO                                                                               | PLLA                                                                              | PCL                                                                                | PDRN PCL                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6개월~1년                                                                            | 1년~2년                                                                             | 2년~3년                                                                              | 2년~3년                                                                               |
|  |  |  |  |

# NEEDLE TYPE

- W TYPE 
- L TYPE 
- A TYPE 
- B TYPE 

# ARROW

## 양방향 구조 몰딩기법으로 피부 고정력을 강력하게!

화이트로사 ARROW는 몰딩공법 기술을 적용한 양방향 몰딩실입니다. 뛰어난 인장강도와 강한 피부 고정력으로 리프팅 효과와 지속기간을 강화해 보다 깊고 진한 주름까지 케어할 수 있는 것이 특징입니다. 또한 일정시간이 지나면 체내에서 자연스럽게 분해되는 PDO(녹는실) 실로 만들어져 부작용에 대한 부담이 적습니다.

양방향  
몰딩실

뛰어난  
인장강도

강한  
피부고정



# LIFT KING


## 톱니 구조의 특수 표면 몰딩기법의 파워 리프팅효과!

화이트 로사 LIFT KING은 몰딩공법으로 제작된 톱니가 있는 특수 표면 구조를 가진 몰딩실입니다. 다방향으로 깊어진 톱니는 실을 당길 때 갈고리처럼 피부를 잡아주는 역할을 하여 보다 단단하게 고정되어 뛰어난 고정력과 강력한 리프팅 효과를 냅니다.

톱니 구조  
몰딩실

강인한  
리프팅 효과

안정적인  
고정력





# KING COBRA

## 강력한 360° 6D 돌기로 효과적인 리프팅!

화이트로사 리프팅실 KING COBRA는 양방향 360° 6D 입체 돌기를 가진 리프팅실입니다. 기존 COG실이 사선 돌기 실이었다면 KING COBRA는 수직으로 돌기를 낸 형태로 더욱 강력한 고정력과 탄력적인 리프팅 효과를 기대할 수 있습니다.

360°  
6D 돌기

인장력

견인력



★ 360° 돌기



# MONO

PDO

PCL

PLLA

| GAUGE | NEEDLE      | THREAD       | USP |
|-------|-------------|--------------|-----|
| 25G   | 25/50/60    | 30/70/90     | 4-0 |
| 26G   | 60/90       | 90/150       | 5-0 |
| 27G   | 38/50/60/90 | 50/70/90/150 | 5-0 |
| 29G   | 25/38/50/60 | 30/50/70/90  | 6-0 |
| 30G   | 12/25/38    | 15/30/50     | 7-0 |

# SCREW


PDO

PCL

PLLA

| GAUGE | NEEDLE      | THREAD       | USP |
|-------|-------------|--------------|-----|
| 26G   | 60/90       | 60/150       | 5-0 |
| 27G   | 38/50/60/90 | 50/70/90/150 | 5-0 |
| 29G   | 25/38/50/60 | 30/50/70/90  | 6-0 |
| 30G   | 25/38       | 30/50        | 7-0 |

## COG




PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE | THREAD      | USP |
|------------|--------|-------------|-----|
| <b>18G</b> | 100    | 160/170     | 2   |
| <b>19G</b> | 100    | 160/170     | 1   |
| <b>21G</b> | 60/90  | 120/160/210 | 2-0 |

## KING COBRA



PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE | THREAD  | USP |
|------------|--------|---------|-----|
| <b>18G</b> | 100    | 160/170 | 2/1 |
| <b>19G</b> | 100    | 160/170 | 1/0 |
| <b>21G</b> | 60/90  | 120/160 | 3-0 |
| <b>23G</b> | 60     | 120     | 4-0 |

## LIFT KING




PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE | THREAD  | USP |
|------------|--------|---------|-----|
| <b>18G</b> | 100    | 160/170 | 3   |
| <b>19G</b> | 100    | 160/170 | 2/1 |

## ARROW




PDO

PCL

PDRN

| GAUGE      | NEEDLE | THREAD  | USP |
|------------|--------|---------|-----|
| <b>18G</b> | 100    | 160/170 | 3   |
| <b>19G</b> | 100    | 160/170 | 2   |

## BOMB




PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE   | THREAD   | USP |
|------------|----------|----------|-----|
| <b>23G</b> | 38/50/60 | 50/70/90 | 6-0 |

## MESH



PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE   | THREAD   | USP |
|------------|----------|----------|-----|
| <b>19G</b> | 38/50/60 | 50/70/90 | 5-0 |

# NOSE




PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE   | THREAD   | USP |
|------------|----------|----------|-----|
| <b>19G</b> | 38/50/60 | 50/70/90 | 2   |
| <b>21G</b> | 60       | 90       | 2-0 |

# EYE




PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE | THREAD | USP |
|------------|--------|--------|-----|
| <b>30G</b> | 25     | 30     | 7-0 |

# TWIN ARM



PDO

PCL

| GAUGE      | NEEDLE | THREAD | USP |
|------------|--------|--------|-----|
| <b>19G</b> | 100    | 400    | 2   |



# ANOLVE


FILLER



5가지 조건을 모두 충족하는 아놀브!



# INJECTION POINT




# PRODUCT DETAIL

|         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|         | high                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |  | low |
|         |  |  |  |  |     |
|         | 아놀브 GRAND                                                                           | 아놀브 DEEP                                                                            | 아놀브 CLASSIC                                                                           |  |     |
| 제품구분    | 일회용 의료기기                                                                            | 일회용 의료기기                                                                            | 일회용 의료기기                                                                              |  |     |
| 포장단위    | 1ml*1cc                                                                             | 1ml*1cc                                                                             | 1ml*1cc                                                                               |  |     |
| HA함량    | 24mg/ml                                                                             | 24mg/ml                                                                             | 24mg/ml                                                                               |  |     |
| 리도카인 함량 | No Lidocaine / 0.3%                                                                 | No Lidocaine / 0.3%                                                                 | No Lidocaine / 0.3%                                                                   |  |     |
| 니들      | 2*27g 1/2                                                                           | 2*27g 1/2                                                                           | 2*30g 1/2                                                                             |  |     |


# ANOL'VE FILLER

## 아놀브필러의 기술



Cross Linked Hyaluronic Acid  
체인영킴을 통한 자연적 결합방식

## 견고한 젤 텍스처




인위적 교차결합을 최소화한 견고한 젤 텍스처로  
점성과 응집력을 높은 볼륨효과와 자연스러움을  
선사합니다.

## 임증된 안전성



아놀브 필러는 15년간의 임상실험을 통해  
안전성과 효과가 인정된 브랜드이며 검증된  
안전성이 자랑입니다.

## 타사와의 비교성



타사와 비교해 4배 이상의 지속력  
아놀브필러는 전세계 필러시장에서 두각을 나타내며  
중국, 베트남, 일본, 미국, 캐나다 등 세계 각지에서  
사랑받고 있는 필러입니다.

# DERMA GLUTATHIONE S3

Orally Disintegrating Film

## 더마 글루타치온 솔루션 3



## Solution Point


매일매일 화사해지는 피부톤, L-글루타치온

- **Key Material** ———— **31.25%**  
L-글루타치온 (효모추출물)
- **Synergy Material** — **13.13%**  
비타민C, 비타민E, 밀크씨슬, L-시스테인
- **Sub Material** ———— **5.25%**  
레몬농축액 (천연레몬향)

## Orally Disintegrating Film (ODF)


구강 내 점막을 통해 기능성분을 모세혈관으로 직접 흡수하는 방식

- 구강 내 점막을 통해 모세혈관으로 빠른 흡수 가능
- 소화대사를 거치지 않아 적은 기능 손실
- 구강 헐점막 - 표피 대비 약 4,000배의 투과도



## Recommended Target


- 간 건강 및 항산화 작용에 도움이 되는 식품을 찾으시는 분
- 항산화 작용을 통한 피부 미백을 원하시는 분
- 기미나 색소 침착으로 더 밝은 피부 톤을 원하시는 분
- 정제가 아닌 필름 형태로 흡수를 높인 글루타치온 제품을 찾는 분




## Certificate Status



◎ HACCP



◎ GMP



---

# MESO-INJECTION DEVICE

Blooming your face

---



촉촉함은 기본! 빛나는 물광피부!



# INTROFILL

## 피부톤과 탄력개선, 잔주름 개선까지!

인트로필은 자동 주사 시스템으로  
피부 진피층에 직접 주사하여 균등하고  
정확하게 주입하는 기기로  
기기에 사용된 31G/32G 9PIN 니들은  
통증이 적으며 시술효과를 극대화 하며  
잔주름 개선, 미백, 보습 및 탄력,  
그리고 리프팅 효과에 탁월



### [ 건보드(핸드피스) & 니들 ]



### [ 인트로필 장점 ]

#### ▶ 터치스크린

사용이 간편하고 알아보기 쉬운 UI  
Auto injector 기능 설정 가능

#### ▶ 정확성

니들 길이 조절로 정확한 시술 깊이를 보장하며  
건 타입으로 가볍고 손목 스냅 이용가능

#### ▶ 다양한 활용

물광, 필러, 톡신, 비만주사 등 다양하게  
활용 가능

#### ▶ 9 PIN multi-needle

9핀 31G/32G 동방니들로 장착과 탈착이 용이하며  
시술효과 극대화

#### ▶ 통증 감소

3각도로 커팅 제작한 31G/32G 9핀 바늘 사용으로  
주입용이 및 통증이 적도록 설계

#### ▶ 약물손실 최소화

정확한 인젝터 기능과 피부접촉 타이밍  
계산으로 약물 손실을 최소화 함



효율UP! 편리성UP! 물광기계

# INTROFILL ESAY

## 편리한 조작으로 빛나는 피부 완성!

인트로필 이지는 히알루론산 및 기타  
다양한 약물을 여러 가지 프로그램으로  
설정하여 주입 할 수 있는 제품자동 주사 시스템으로  
기기에 사용된 31G 5PIN 니들은  
통증이 적으며 시술효과를 극대화 하며  
잔주름 개선, 미백, 보습 및 탄력,  
그리고 리프팅 효과에 탁월



### [ 인트로필 이지 제품 구성 ]



제품본체 + 펌프/여과기



기타 구성 : 충전기, 석션호스 2개, 추가 펌프모듈

### [ 인트로필 이지 장점 ]

- ▶ 석션 기능 장착으로 시술 통증 최소화
- ▶ 여과기 모듈 교체가능으로 위생적
- ▶ 31G 5핀 전용 니들 사용
- ▶ 모든 종류의 주사기 장착 가능
- ▶ 루미렉스 파인 약물전용 프로그램 보유&  
모든 타입의 약물 주입 가능
- ▶ 무선충전방식, 고화질 LCD, 인체공학적 디자인 등으로  
사용자 편의성 극대화



---

# SEMI-PERMANENT

All about beauty

---





1. 니들 길이조절 (0.1~2.5)  
2. Power Button / Speed control

뛰어난 그립감과 심플한 디자인

# MEDI TOUCH

**보다 슬림하고 편리해진 사용감과  
디지털 핸드피스로 더욱 섬세하게**

- 01 정확,균일,섬세한 터치가능
- 02 첨단 메커니즘 설계로 통증의 감소
- 03 Compact size & 인체공학적 디자인
- 04 성능은 UP 간단해진 동작설계(3단계 속도조절)
- 05 저소음/저진동/동작온도 최소화 설계
- 06 반영구기기 [의료용체내표시기] 사용

두개의 핸드피스로 세밀한 파워조절!

# MEDI TOUCH CLASSIC

**슬림하고 심플해진 디자인과 안정적인 그립감으로  
섬세한 시술이 가능하며,침 가공 기술과  
공학적인 설계로 다양한 시술가능**

- 01 이동·휴대가 용이한 컴팩트 사이즈
- 02 의약품 등의 흡수유도
- 03 저소음/저진동/동작온도 적합 설계
- 04 9개의 모드 / 레벨 50~150 (증가분 5)단계 미세속도 조절가능
- 05 시술 부위별 적정 RPM 내장,모든 컨트롤 레벨
- 06 니들 카트리지 장착
- 07 2가지 핸드피스 연결 가능



저자극 의료용 체내 표시기

# MEDI TOUCH PREMIUM

## 두가지 핸드피스로 편안한 시술!

의료용체내표시기와 의약품 흡수유도 피부자극기로  
두가지 핸드피스를 사용 가능



### [ 메디터치 프리미엄 장점 ]

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>01</b> 2가지 핸드피스 사용가능 (반영구 & MTS) | <b>05</b> LCD SCREEN으로 보기 쉬운 화면   |
| <b>02</b> 쉽고 정확한 니들 길이와 섬세한 RPM조절   | <b>06</b> 저소음/저진동/저자극             |
| <b>03</b> 간편한 작동 방법                 | <b>07</b> 메디터치 프리미엄의 심플하고 세련된 디자인 |
| <b>04</b> 부드러운 터치방식의 디지털 내장 시스템     |                                   |

### [ 메디터치 프리미엄 제품구성 ]

1. 본체 2. 핸드피스 2종 (의료용 체내표시기, 의약품 흡수유도 피부자극기)  
3. 핸드피스 연결 케이블 4. 어댑터



---

# MTS DEVICE

All about beauty

---



## Fractional Needle therapy System

# FN-1

### **미세 채널을 통한 피부에 효율적인 약물 유도의 새로운 패러다임**

- 01** 강한 모터의 힘으로 정교한 시술 가능한 MTS기기
- 02** 니들 노출 길이 마이크로메타방식 적용 (0.00mm~2.0mm정밀조정)
- 03** 다양한 시술부위에 항상 일정한 속도 유지
- 04** 스크래치가 적고 좁은 부위에 시술 가능
- 05** 33G 솔잎모양의 니들로 투과성이 용이하며 통증이 적음



## 저자극 의료용 체내 표시기

# FNS

### **마이크로 니들(33G 9pin Needle)로 피부에 천공 및 자극을 주어 천공된 채널을 통해 피부에 유효약물의 침투를 증대**

- 01** 휴대와 사용이 간편한 MTS핸드피스
- 02** 단계별 속도조절 가능
- 03** 강력한 파워와 오랜 모터 수명
- 04** 좁은 부위에서 세밀한 시술 가능
- 05** 짧은 시간에 넓은 범위의 시술 가능
- 06** 편안한 그립감과 고급스러운 디자인



---

# BEAUTY DEVICE

For beautiful skin

---






엔더몰로지·고주파·석션·캐비테이션의 집합

# BODY MASTER

## 결과속 완벽하게, 라인관리 끝판왕

고주파 · 석션 · 컬러테라피가 집합된  
LED바이폴라, 초음파 파동으로 지방층만  
선택하여 관리하는 캐비테이션, 지속적인  
수축·이완작용 시스템이 더해져 속 까지  
에너지를 전달, 완벽한 라인케어 가능




### [ 바디마스터 원스톱 시스템 ]

**넓은부위·좁은부위 상관없이 디테일링 케어!**  
**다양한 기능으로 확실하고 완벽하게 케어!**

바디마스터는 셀룰라이트(오렌지필), 울퉁불퉁 접힌살은 물론 팔뚝, 허벅지, 옆구리 등 디테일한 부위까지 원하는 부위만 쏙쏙 골라 다양한 기능을 체계적으로 사용하여 워너비 몸매를 메이킹 할 수 있게 도움을 줍니다.


### [ 바디마스터 관리 효과 ]



▶ Before

▶ After

### [ 바디마스터, 체계적인 라인관리 ]



프락셔널 바이폴라 방식

# POLKA RF

## 표피와 진피를 동시에 케어

폴카RF는 프락셔널 바이폴라 방식으로  
원하는 부위에 전용 팁을 사용  
표피 재생효과 는 물론  
진피층까지 에너지를 전달하여  
고주파 장비의 재생효과를 구현




### [ 폴카RF 전용 팁 ]

피부층에 열자극을 가해 노화된 콜라겐을 수축  
섬유아세포를 자극, 새로운 콜라겐 생성유도에 도움


### [ 폴카RF 원리 ]

**표피에서 진피까지 완벽 케어  
충분한 양의 에너지 전달이 가능 !**

폴카 RF만의 전용팁의 미세한 점들로  
고주파 에너지가 나뉘어 찍히며 데미지는  
최소화 하고 관리효과는 극대화



### [ 폴카RF 장점 ]



프락셔널의 표피 재생효과와 고주파의 진피 재생효과를 한번에  
멀티폴라 고주파 방식으로 진피층의 콜라겐 재생유도에 도움

**관리 부작용을 최소화한 안전한 관리**

## 캐비테이션 + RF석션

# TRES

캐비테이션 · 고주파 · 온열석션을 하나의 기기로 토탈 관리  
트레스의 경우 셀룰라이트 분해와 피부탄력을 동시 관리  
빠른 시간 안에 관리 가능 하며 지방층을 선택적으로 관리



### [ 캐비테이션 & RF석션 ]

**셀룰라이트 관리는 물론 탄력까지  
효율적인 토탈케어를 위한 조합!**

초음파 파동으로 지방층만 선택하여 관리  
하는 캐비테이션과 강력한 석션 고주파의 조합으로  
보다 확실한 비포에프터 확인 가능




캐비테이션(Cavitation)



RF석션(RF+VACUUM)

### [ 트레스 장점 ]



지방층 깊은 곳까지 작용하여 불필요하게 비대해진 지방을 자극  
딱딱했던 지방이 말랑말랑하게 풀어지며 쉽게 관리 가능해짐

**지방이 많은 복부 · 허리 · 둔부 등에 특히 탁월한 효과**

고밀도초음파의 새로운 패러다임

# T-SONIC

물방울 초음파로 탱탱하고 촉촉하게

1, 3, 10, 17MHz의 파장의 고밀도 초음파를 사용  
피하, 진피, 표피까지 각 피부층에 골고루 에너지 전달



## [ 티쏘닉만의 다양한 초음파 파장 ]

**17MHz의 파장으로 얇은 층인 표피층에도  
충분한 양의 에너지 전달이 가능 !**

초음파는 숫자가 커질 수록 깊이 침투하지 못하게 되어  
에너지가 표층에 집중되는데, 티쏘닉의 경우  
1, 3, 10, 17MHz의 다양한 파장으로 깊은 층인  
근육층·지방층 관리는 물론, 얇은 층의  
피부트러블 관리까지 가능

## [ 각 핸드피스 명칭과 기능 ]




### ● 3, 10, 17MHz (Blue LED)

피부 장벽 손상이 있는 민감성 피부  
각종 피부 트러블 관리  
피부 염증 진정에 도움



### ● 1, 3MHz (Red LED)

근육층, 지방층에 영향을 주어  
근육을 풀어주거나 림프를 마사지  
피부 붓기제거, 리프팅 전 관리



**표피**  
약 0.03 - 0.6 mm

**진피**  
약 0.5 - 4 mm

**피하**  
최대 30mm



REDESIGN YOUR BODY

# COOL FIT

## 360°쿨링시스템, 완벽바디관리

쿨핏은 관리 받고 싶은 부위에 쿨패드와 핸드피스를 부착한 후 영하 5 - 10도의 쿨링에너지를 원하는 부위에만 전달



Large Handpiece



Small Handpiece




### [ 쿨핏만의 쿨링시스템 ]

#### 더 이상 스트레스 받는 다이어트는 그만! 쿨핏만의 쿨링시스템으로 편한 다이어트 시작!

쿨핏은 복부·옆구리·러브handles·액와 살·허벅지 등 원하는 부위만 쏙쏙 골라 강력한 쿨링 에너지를 전달 워너비 몸매를 메이킹 할 수 있게 도움을 줍니다.

### [ 쿨핏 관리 효과 ]




▶ Before



▶ After

### [ 쿨핏, 90일간의 변화 ]



TO BALANCE YOUR BODY

# ENERGY UP

## 확인되는 확실한 케어·리드미컬한 움직임

에너지업은 통전 된 관리자가 접지플레이트로 미세전류를 받아 손 또는 핸드피스로 고객에게 미세전류를 전달



### [ 에너지업 관리 과정 ]



본체에서 미세전류를  
관리자 발 밑  
접지플레이트로 전달



관리자가 접지  
플레이트로 미세전류를  
받아 관리자 신체통전



통전 된 관리자가  
미세전류를 손 또는  
핸드피스로 고객에게 전달

### [ 에너지업 관리 효과 ]



▶ Before



▶ After

### [ 에너지업 특징점 ]

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>전신케어</b> | 미세전류를 통해 페이스·바디 토탈 케어 가능                     |
| <b>접지발판</b> | 4개의 접지 발판 플레이트로 두명의 관리자가 상,하체 나눠 관리 가능       |
| <b>핸드피스</b> | 핸드테라피와 펄스테라피시스템이 가능한 핸드피스 케어, 두가지 케어시스템으로 나뉨 |
| <b>편한관리</b> | 한번의 통전으로 별다른 도구 없이 편한 관리                     |

### [ PTS - 3가지 모드 ]

MODE 1 : 국소부위, 림프, 데콜테 관리 등 라인관리  
MODE 2 : 넓은부위, 복부, 등, 다리 관리 등 전체관리  
MODE 3 : 멀티케어 모드로 잡고 풀고 근육관리

PEEL + E.P + P.T.S

# ZERO PEEL

## 나만의 피부고민 그 답을 찾다

초당 25KHz~28KHz의 진동 초음파로  
죽은 세포조직과 살아있는 각질을 분리  
습식·건식 두가지 방식으로 각질제거

### 윤곽·각질·트러블 동시관리

- \* 초당 25,000~28,000의 진동 초음파
- \* 갈고리 모양의 곡선형태로 굴곡진 부위케어
- \* 초음파영동법으로 5~6cm 앰플 침투
- \* 림프흐름촉진에 도움을 줌
- \* 의식적으로 조절불가한 근육까지 자극



### [ 제품구성 및 활용법 ]



|   |                      |                                   |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| ① | <b>PEEL</b>          | 각질, 블랙·화이트 헤드 제거<br>피부 속 까지 앰플 침투 |
| ② | <b>P.T.S<br/>E.P</b> | 페이스용<br>국소부위 사용                   |
| ③ | <b>P.T.S<br/>E.P</b> | 바디용<br>넓은부위 사용                    |

### [ 제로필 관리 효과 ]



▶ Before

▶ After / 1회 관리

### [ PTS 기대 ]

근육위축 예방 / 근육경련완화  
얼굴 / 교근, 광대근 근육에 자극하여 리프팅 효과  
바디 / 발바닥, 용천혈 등 반사신경 자극에 효과



나만 알고싶은 신개념하이프

# MIUP HIFU

## 무결점 피부의 이유

미업하이프는 피부표면의 손상없이 탄력은 물론 리프팅  
페이스는 물론 바디까지 미업 하나로 다양한관리 가능



### [ 미업만의 고강도 집속 초음파 케어 ]


**돌보기 원리를 이용, 고강도 집속 초음파로  
페이스는 물론 바디까지 완벽케어!**

탄력이 떨어진 피부에 고강도의 집속 초음파를 주사  
타겟한 층에만 케어, 피부탄력 증대에 도움을 줌



\*돌보기 원리로 원하는 부위만 초음파

### [ 미업 관리 효과 ]



HIFU

# POINT

## 일상 생활에 지장이 없는 리프팅

하이프 시스템은 초음파 에너지를 한 곳에 모을 때 초점에서 발생하는 65~100°C 고열을 이용해 조직을 태우는 기기


### [ 카트리지 ]



### [ POINT 제품 사양 ]

| 카트리지 종류 | D1.5         | D3.0         | D4.5         |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 주파수     | 7 MHz        | 4 MHz        | 4 MHz        |
| 길이      | 1.5mm        | 3.0mm        | 4.5mm        |
| 수명      | 300,000 SHOT | 300,000 SHOT | 300,000 SHOT |


### [ 하이프 초음파 효과 ]



### [ POINT 제품 규격 ]

| 구분   | 규격                        |
|------|---------------------------|
| 정격전압 | 220V, 50/60Hz             |
| 사이즈  | 404.1 x 231.0 x 350.1(mm) |
| 무게   | 2.9kg                     |

### [ 핸드피스 ]



## 온열감압기

# CELLUREON

## 신개념 감압 롤링 시스템

15배 이상 강해진 감압 용량·강력한 바이브레이션으로 경직된 장부와 근육을 유연하게 케어해주며, 혈액순환 및 림프순환 촉진을 원활하게 해주는 시스템

### 셀룰리온 시스템

- 01 강력한 바이브레이션
- 02 경직된 장부 이완
- 03 셀룰라이트 지방 분해
- 04 근육이완 작용
- 05 혈액 및 림프 순환 촉진



### [ 셀룰리온 기능 ]

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 진공 | 헤드 안에서 공기가 제거된 상태로 지방 재배치 및 마사지 효과     |
| 흡입 | 컵 모양, 흡입 정도에 따라 테크닉 및 강도 조절이 가능        |
| 진동 | 주기적인 파동(Wave)으로 짧은 운동을 반복시켜 세포 내 열을 발생 |
| 지압 | 헤드의 돌기를 이용하여 신경 자극 및 원활한 혈액 순환         |

### [ 셀룰리온 바디 웨이핑 ]




신개념 롤링 시스템의 따뜻한 온열감으로 혈액순환 및 림프순환 개선 효과를 주어 경직된 장부와 근육을 유연하게 만들어 셀룰라이트 관리에 도움을 주는 바디 관리 프로그램

### [ 셀룰리온 관리 3단계 ]




### [ 온열요법 ]

온열요법이란 생리적으로 온도조절 기능을 유지하면서 온열효과를 극복할 수 있는 한도 내에서 생체기관이나 생체조직 일부의 온도를 41℃ ~ 45℃ 정도로 유지되게 하여 질병을 치유 개선하는 요법



▶ Before

▶ After



▶ 10.2 inch 터치스크린



평면형 핸드피스  
- 등에 사용



곡선형 핸드피스  
- 팔, 다리 사용

Thermal  
Vacuum



▶ 페이스용 3종 손잡이




## [ 셀룰리온 관리 효과 ]




▶ Before



▶ After



▶ Before



▶ After



## 신개념 관리 시스템

# MAGIC POWER

## 신개념 Body & Face Sculpting System

독자적인 기술 로 RET·RF 고주파 와 Vacuum,  
LED바이폴라 석션, 냉동기 를 하나로 결합



### [ 각 핸드피스 명칭과 기능 ]



- ① VACUUM+RF: BODY용 핸드피스
  - ② VACUUM+RF: BODY용 소형 핸드피스
  - ③ VACUUM+RF: FACE용 핸드피스
  - ④ RET: BODY용 핸드피스
  - ⑤ RET: FACE용 핸드피스
  - ⑥ 팔사 마사지 약세서리
  - ⑦ 팔사 약세서리 연결선
  - ⑧ RET 전용 도자
  - ⑨ 냉동기
- \*팔사 약세서리 별도 구매**

### [ LED 바이폴라 석션과 RET 고주파 ]



#### RET고주파 특징


심부 깊은 곳 생체에너지 생성 도움  
엘라스틴 콜라겐 섬유 재생에 도움  
지방용해 및 바디리프팅에 도움

MAGIC LINE+BIPOLAR

# MAGIC CELL

## MAGIC LINE과 바이폴라의 이상적 결합


MAGIC LINE과 바이폴라를 이용하여  
효율적으로 피부 및 바디관리



### [ 매직라인 구성 제품군 ]



### [ LED 바이폴라 석션 ]



#### LED 바이폴라 석션 특징

4가지 타입의 석션 모드 제공  
1~10단계의 RF레벨 조절기능  
각 기능 독립적 사용가능

### [ MAGIC ALL ]



석션  
기술

RF  
고주파

LED



## 석션의 모든 것

# MAGIC UP

## LED 바이폴라 석션 + 온열 석션 + 기본 석션


바이폴라, 온열, 일반석션으로 구성되어 있으며 인체에 빠른 열을 일으켜 세포내 온도를 빠르게 상승시키고 파워풀한 감압시스템과 강력한 바이브레이션 기능으로 빠르고 안전한 시술 효과 기대

### MAGIC UP 장점

- \* 4가지 타입의 석션 모드와 편리하고 쉬운 작동법
- \* 플레이트 없이 관리가능
- \* 고주파, 온열, 일반 석션 독립적 사용 가능
- \* RF고주파와 석션의 통합된 효과
- \* 석션의 모든 기능이 모여있는 차별화된 신개념 시스템



### [ 매직업 관리 효과 ]



강력한 바이브레이션 감압기능과 리포저 에너지 열이 동시 작용 타겟 부위에 물리적 자극을 주어 근육이완, 혈액순환 및 림프순환 촉진, 셀룰라이트, 지방분해, 탄력, 얼굴윤곽, 리프팅 효과를 한번에

### [ 3 in MAGIC UP ]

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 석션       | 강력한 650mmHg의 음압의 물리적 힘이 혈액, 림프계의 흐름을 자극, 신진대사를 증진 노폐물의 배출을 원활하게 도움                                                 |
| 광침투(LED) | Body light Therapy = 630nm LED<br>Face light Therapy = 430nm LED                                                   |
| 고주파(RF)  | 1.0MHz의 멀티폴라 고주파전류가 인체 내 통전되면 전류의 방향이 바뀔때마다 조직을 구성하는 분자들이 진동하면서 서로 마찰하게 되어 심부열이 발생되며 그 영향으로 피부 탄력 개선 및 지방분해, 배출 촉진 |

### [ 매직업 악세서리 ]



▶ 매직업 악세서리



▶ 석션 악세서리

## 온열감압기

# MAGIC IMPACT

가벼워진 본체에 이동성이 편리해지고 더욱 강력해진  
바이브레이션으로 경직된 장부와 근육을 유연하게 케어  
혈액순환 및 림프순환 촉진을 원활하게 하는데 도움

[ 온열요법의 효능 ]

01 흡입 02 통증완화 03 근육이완 04 증혈작용

05 면역력 향상 06 피부회복



▶ Before

▶ After / 1회 25분 관리

## 리포저 에너지열 + 온열석션기

# MAGIC POINT

강력한 바이브레이션 감압 기능과 리포저 에너지 열이 동시 작용  
타겟 부위에 물리적 자극을 주어 근육이완, 혈액순환 및 림프순환  
촉진, 셀룰라이트, 지방분해, 탄력, 얼굴윤곽, 리프팅 효과를 한번에




▶ 석션 악세서리

CET RF

# BODY PLUS

## 고주파 에너지를 이용한 케어시스템

고주파 에너지를 표피와 피하 지방층 깊숙한 곳까지 타겟에 효과적으로 전달할 수 있도록 설계되었으며 관리부위에 빠른 개선 효과에 도움을 줌



### [ CET RF 구성 제품군 ]




BARON



DIARO

### [ CET RF 고주파 ]



양극인 절연 코팅된 도자와 접지인 통전판을 몸에 접촉시키는 방식 피부에 접촉된 도자를 중심으로 활발한 전자 활동이 일어나 심부열 발생, 따라서 피부조직에 가까운 진피층과 피하지방 관리에 효과적

### [ CET RF 고주파 효과 ]




지방 분해 · 세포기능 정상화  
혈액 순환 · 림프순환 촉진  
수축 및 재생성 촉진  
콜라겐층 자극  
호르몬밸런스 조절

BIPOLAR


# DERMAWAVE

## 제 3세대 고주파 방식의 첨단시스템

제 3세대 고주파 방식으로 코팅없이 강한 고주파 이용  
효율적인 피부관리와 바디관리를 도와주는 첨단시스템




### [ 더마웨이브 특징 ]



- 01 피부손상을 유발하는 스파크가 적음
- 02 조작이 간단하며, 발열이 빠르고 강력
- 03 심부열에 의한 지방세포의 에너지화를 촉진
- 04 두 가지 핸드피스로 부위별 집중 관리가 수월

### [ 더마웨이브 핸드피스 임상 ]




캐비테이션 시스템 (CAVI+BIPOLAR)

# TRICELL


캐비테이션 주파수 58KHz



▶ RF Handpiece



▶ Multi Handpiece




# EXCEL LIPO

나만의 피부고민 그 답을 찾다

초음파 캐비테이션은 성별에 관계없이 모든 사람에게 적용이 가능하고, 지방이 많은 복부, 허리, 둔부, 허벅지 등 비만에 탁월한 효과가 있음

[ 캐비테이션 파워로 계란이 파열되는 모습 ]






종합미용기

# SKINPRO / SKINPROPLUS

**모든 뷰티케어를 한번에 !**

다양한 스킨케어 기능을 갖추고 있는 멀티 시스템으로써  
사용자를 위한 Applicator를 종류별로 제공하여  
높은 관리 효과를 얻을 수 있습니다.



## [ 스킨프로 구성 ]

원하는 Applicator 만 쏙쏙 골라  
재구성 가능한 **마이너스 옵션 시스템**

\*냉동기 빼고 어플리케이터 나머지로 구성 요청 - 가능



1. 집게봉 · 2. 접지봉 · 3. 이온토  
4. 스크러버 · 5. 초음파 · 6. 스프레이

## [ 스킨프로플러스 구성 ]



1. 아쿠아필  
2. 냉동기  
3. 접지봉  
4. 집게봉  
5. 이온토  
6. 스크러버  
7. 초음파

## [ 벨벳마스크 침투·스프레이 ]



▶ 벨벳마스크 침투 집게



▶ 스프레이



## 종합미용기



·3가지타입·시술시간모드  
·피지각질제거·리프팅  
·4단계 에너지 레벨



·2가지타입·안색정화  
·비타민 침투로 재생  
·4단계 에너지 레벨



·콜라겐침투로 재생주름  
·주름 리프팅 기능  
·4단계 에너지 레벨



·벨벳마스크 침투 집계  
·타겟부위만 물리적 자극  
·4단계 에너지 레벨



·2가지 프로그램  
·펄스 기능 조절  
·4단계 에너지 레벨



[ 종합미용기 SMASTER ]



5-in-1 Skin Care 시스템

- 01 스킨스크라이버 모드
- 02 이온토 모드
- 03 리프팅 모드
- 04 마스크벨벳 침투 모드
- 05 초음파 모드

[ 수출용 SKINPROPLUS ]



[ 종합미용기 구성 제품군 ]



BARON



DIARO



몸의 생존 반응을 이용

# MAGIC ICE

**강력한 냉동과 고주파를 동시에!**

몸의 생존 반응을 통해 체내 안에 불필요한 독소, 노폐물들을 몸 밖으로 내보내어 보다 깨끗하게 몸을 정화하는 원리

매직아이스  
시스템

- 01 강력한 냉동 요법
- 02 심부열 고주파
- 03 냉동과 고주파 개별 또는 함께 사용
- 04 근육이완 작용
- 05 혈액순환 림프순환 촉진



- 1. 냉온기 (냉: -10°C / 온: 55°C)
- 2. Electroporation BODY
- 3. Electroporation FACE

냉온기 + 일렉트로포레이션

# CRYOD

**Electroporation 이란**

일렉트로포레이션은 피부 표면에 전기적 펄스를 가해 피부 이중 인지질막을 교란시켜 일시적으로 holes 만들어 피부 재생에 필요한 약물을 침투시킴

아토피  
치료

피부진정  
재생

두피  
케어

통증  
완화




수분 듬뿍, 맑은 피부

# MAGIC PEEL

**수분은 듬뿍 넣고, 얼굴의 노폐물을 제거!**

아쿠아플러스필은 3단계 특수한 솔루션을 이용하여 핸드피스 팁 중앙에서 분사된 용액이 과학적으로 설계된 팁을 따라 빠르게 순환하면서 여드름, 블랙헤드, 화이트헤드, 각질, 모낭충, 황사, 미세먼지 등을 흡입 제거




Electroporation



물입자를 통한 스킨 케어

# AQUA PLUS

강력한 압력을 이용하여 피부와 두피에 물입자를 분사함으로써 피부세정과 화장품 도포 시 사용하는 시스템



## 원적외선 방사 찜질기

# ZIZIMI

### 체온이 1도 올라가면 면역력이 5배 증가


원적외선이란

파장이 25 $\mu$ m 이상인 적외선을 말하며,  
가시광선보다 파장이 길어 눈에 보이지 않고  
열작용이 크며, 침투력이 강함

[ 출처 : 두산백과 ]



### [ 관리 효과 ]



▶ Before


▶ After

체내 독소배출을 통한 건강한 온열 다이어트  
세포를 1분에 2000번씩 미세하게 흔들어줌으로써  
세포조직을 활성화 하여 노화방지, 신진대사 촉진  
각종 성인병 예방에 도움

### [ 뛰어난 원적외선 방사율 ]

### [ 지지미 제품 규격 ]

| 구분    | 규격                           |
|-------|------------------------------|
| 정격 전압 | 220V, 60Hz                   |
| 사이즈   | FLAT(mm) 510 × 80 × 360 (H)  |
|       | BEND(mm) 510 × 490 × 240 (H) |
| 무게    | 4.0 kg                       |



### 90°C에서 89.6%의 뛰어난 원적외선 방사율

원적외선 방사율은 온도와  
비례하여 상승함으로  
실제 사용 온도에서의  
방사율이 중요

## Whitening Management Program

# SUNLIGHT MASTER<sup>633</sup>

### 독일정품 633nm 파장램프 사용

- 01 블루투스 기능으로 관리 시 지루함 해소
- 02 콜라겐 + 엘라스틴 합성 촉진으로 피부톤 개선, 탄력 강화
- 03 독일 정품 633nm 파장 램프 사용으로 피부 속 깊숙이 침투
- 04 칙칙한 피부, 노화 피부, 여드름 및 문제성 피부에 효과



▶ Before



▶ After





[www.derma-solution.co.kr](http://www.derma-solution.co.kr)

**T.** +82. 31. 604. 1115

**E.** [hello@derma-solution.co.kr](mailto:hello@derma-solution.co.kr)

**A.** 경기도 하남시 하남대로 947 (풍산동) 하남테크노밸리 U1 CENTER D동 904호